



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Poduszka ortopedyczna

MODELE: AT03001, AT03002, AT03003, AT03004, AT03005,
AT03006, AT03006 D, AT03007, AT03008, AT03009, AT03010,
AT03011, AT03012, AT03014, AT03015, AT03016, AT03017



AT03001 wymiary: długość 44 cm, szerokość 30 cm, wysokość 7 do 11 cm

AT03002 wymiary: długość 44 cm, szerokość 30 cm, wysokość 7 - 11 cm

AT03003 wymiary: długość 42 cm, szerokość 35 cm, wysokość 7-10 cm

AT03004 wymiary: szerokość 33 cm, wysokość 22 cm, grubość 7 cm

AT03005 wymiary: szerokość 33 cm, długość 33 cm, wysokość 11 cm

AT03006/AT03006 D (w pokrowcu do dezynfekcji): wymiary: • S: 42 x 38 x 8 cm, • M: 43 x 43 x 8 cm,
• L: 46 x 43 x 8 cm, • XL: 48 x 43 x 8 cm

AT03007 wymiary: długość: 47 cm, szerokość: 32 cm, wysokość: 7 - 12 cm

AT03008 wymiary: 45 x 40 x 10 cm, 45 x 40 x 6 cm

AT03009 wymiary: 41 x 32 x 8 cm

AT03010 wymiary: 45 x 40 x 10 cm, 45 x 40 x 6 cm

AT03011 wymiary: • S: 42 x 38 x 8 cm, • M: 43 x 43 x 8 cm, • L: 46 x 43 x 8 cm, • XL: 48 x 43 x 8 cm

AT03012 wymiary: 34 x 40 x 8 cm

AT03013 wymiary: 40 x 40 x 8 cm, 37 x 37 x 8 cm

AT03014 wymiary: długość: 55 cm, szerokość: 31 cm wysokość: 7 do 11 cm

AT03015 wymiary: długość: 60 cm, szerokość: 31 cm wysokość: 7 do 11 cm

AT03016 wymiary: 660 x 440 x 111 mm

AT03017 wymiary: 420 x 330 x 111 mm

Instrukcja prania pokrowca (modele: AT03001, AT03002, AT03003, AT03004, AT03005, AT03006, AT03007, AT03008, AT03009, AT03010, AT03011, AT03012, AT03014, AT03015, AT03016, AT03017)

1. Nie prać pianki!
2. Prać ręcznie wyłącznie pokrowiec.
3. Czyścić przy użyciu wilgotnej gąbki z dodatkiem środka piorącego.
4. Maksymalna temperatura prania 40°C.
5. Nie chlorować! (nie stosować do bielenia związków wydzielających wolny chlor).
6. Nie czyścić chemicznie!
7. Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej (suszenie w normalnej temperaturze).
8. Nie prasować! (nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami np. kaloryfer)
9. Pogorszenie właściwości wizualno-estetycznych (typu zmarszczenie powierzchni) nie wpływa na zmianę parametrów użytkowych materiału (właściwości fizykomechanicznych)

Instrukcja prania pokrowca do dezynfekcji (AT03006D):

1. Nie prać pianki!
2. Czyścić przy użyciu wilgotnej gąbki z dodatkiem środka piorącego.
3. Maksymalna temperatura prania 90°C.
4. Nie chlorować! (nie stosować do bielenia związków wydzielających wolny chlor).
5. Nie czyścić chemicznie!
6. Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej (suszenie w normalnej temperaturze).
7. Nie prasować! (nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami np. kaloryfer)
8. Pogorszenie właściwości wizualno-estetycznych (typu zmarszczenie powierzchni) nie wpływa na zmianę parametrów użytkowych materiału (właściwości fizykomechanicznych).

**UWAGI I OSTRZEŻENIA:**

1. Zabronione jest stosowanie wyrobu u dzieci poniżej 3 roku życia. Miękką strukturą gąbki może poważnie zakłócić proces oddychania w przypadku, gdy dziecko leży w pozycji na brzuchu.
2. Nie należy leżeć na poduszce w pozycji na brzuchu.
3. Należy unikać kontaktu produktu z ogniem. Produkt może się zapalić.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia związanego w wyrobem „poważnego incydentu”, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do któregośkolwiek z niżej wymienionych zdarzeń:

- a) zgonu stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- b) czasowego lub trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- c) poważnego zagrożenia zdrowia publicznego

należy powyższy „poważny incydent” zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku Polski właściwym organem jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia bólu, reakcji alergicznych lub innych niepokojących, niejasnych dla użytkownika objawów związanych z użytkowaniem wyrobu medycznego należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

SPOSÓB UTYLIZACJI WYROBU PO WYCOFANIU Z EKSPLOATACJI

Po wycofaniu wyrobu z eksploatacji wyrób medyczny można zutylizować jak zwykły odpad komunalny z wyjątkiem wyrobów elektrycznych – należy postępować w sposób właściwy dla utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



KARTA GWARANCYJNA

Model:

Numer Seryjny:

Pieczęć punktu sprzedaży

i czytelny podpis Sprzedającego:

- 1) ANTAR Sp. J., 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43, niniejszym udziela 12-miesięcznej gwarancji na wyrób, poczynając od daty nabycia produktu przez Kupującego. Dla produktów, których zakup jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, okres gwarancji jest przedłużony i obejmuje połowę okresu użytkowania podanego w Rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został podany w Rozporządzeniu w miesiącach lub latach.
- 2) W okresie gwarancji ANTAR zobowiązuje się do wykonania napraw niezbędnych do przywrócenia odpowiedniego funkcjonowania produktu, w okresie 14 dni od daty otrzymania produktu przez serwis wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
- 3) ANTAR zastrzega sobie prawo do wymiany produktu w przypadku uznania, że koszty naprawy nie są opłacalne. Naprawa lub wymiana wadliwych produktów nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji.
- 4) W przypadku stwierdzenia, że produkt działa nieprawidłowo, należy go niezwłocznie przelać na adres ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem sprzedaży.
- 5) Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z jej postanowieniami. Korzystanie z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwołalną utratę gwarancji.
- 6) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zewnętrzną siłą mechaniczną, obciążeniem przekraczającym maksymalną dopuszczalną wagę użytkownika zgodnie z opisem w instrukcji, a także kontaktem produktu z alkoholem, tłustymi substancjami lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu podczas użytkowania, takich jak łożysko, elementy gumowe i inne.
- 7) Produkt przekazywany do serwisu w związku z reklamacją nie może spowodować epidemii.
- 8) NINIEJSZA GWARANCJA JEST WAŻNA WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (RACHUNEK, PARAGON, FAKTURA). W PRZYPADKU REKLAMACJI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DOWÓD ZAKUPU. W CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA PRODUKTÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ REFUNDOWANY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, NALEŻY ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE.
- 9) Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z numerem seryjnym produktu nie będą uwzględniane.



ANTAR Sp. J.
03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43
Polska
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net e-mail: antar@antar.net



Data wydania instrukcji: 2021-05-25
Wersja instrukcji obsługi: 2021-05-25.1